

# 日本島津 分析天平 AT-R 系列

## AT-R series

### 小數四位天平



#### Analytical Balance Equipped with UniBloc

- Adopts UniBloc, which provides excellent impact resistance, responsiveness, and stability
- Equipped with the Easy Setting function, so responsiveness and stability can be adjusted during measurements
- Buy a separately available I/O-RS cable to import the results to a PC (Equipped with the WindowsDirect function)

### 品牌簡介

日本島津為**全世界第二大**儀器公司，專為藥廠、醫療生技、航太、高科技、工業等各領域研發各種尖端分析儀器與試驗機。而從1918年島津製造出第一台天平至今已**100週年**，100年來島津一直朝著為世界提供最精確與高品質的天平不斷前進著。

在台灣，包括工研院量測中心、經濟部標準檢驗局、台灣電子檢驗中心、SGS台灣檢驗科技(股)公司、UL 優力國際安全認證 Bureau Veritas 國際商品試驗等全世界各權威商品檢驗公司皆有使用日本島津天平，其品質深受各界信任與肯定。

堅定不移地以客戶為中心的承諾與對卓越技術的執著為日本島津天平所堅持的信念，既是歷史的標誌，亦是走向未來的原則。

### 天平特色

- 秤重元件** 電磁式(磁浮式)設計，採用世界最先進一體成型感應元件Uni Bloc 荷重元。
- 過載保護** 獨家專利航太等級鋁合金荷重元，可乘載超過10倍秤重量皆不會損壞。同時具反應快速、穩定、耐用等優點。
- 校正方式** ①外部砝碼自動校正 ② 內部砝碼自動校正(ATX-R系列) ③環境偵測全時自動校正(ATX-R系列)
- 顯示螢幕** 大型液晶螢幕。
- 靈敏度** ① Easy Setting功能，新增靈敏度按鍵：不需進入目錄裡即可直接設定反應速度(共五段反應速度可供設定)  
② 另外亦提供六段穩定指示偵測及微量添加模式可供選擇。
- 單位選擇** 20種秤重單位可供選擇或自訂換算單位。所有單位可同時用單位切換鍵切換。
- 應用功能** ① 具計數、百分比、比重、配方秤重、目標值、檢重等功能 ② 計數功能中可記憶五組樣品重量並顯示樣品單重。
- 快捷鍵** 快捷功能鍵可設定為計數、比重、百分比、或配方功能的專用鍵，可在計重與計數等功能中互相快速切換。
- 省電功能** 可設定結束使用天平後自動關機的時間。
- 電腦直傳** 世界專利WindowsDirect無須在電腦安裝天平接收軟體，即可直接將重量數據上傳Excel或自行編寫的軟體。
- 傳輸功能** 可透過RS232、USB、藍芽、WiFi傳輸介面外接電腦、印表機、標籤機、平板電腦、PLC自動控制等設備並透過印表機列印出符合GLP/GMP/ISO規範內容或將資料儲存於隨身碟。
- 防風罩** 原廠三面開玻璃防風窗，須工具即可拆卸清洗。
- 電源** 100~240V電壓皆可。
- 產品認證** 本產品通過ISO9001、JAB品保認證及ISO14001、UKAS環保認證及CE認證。



WIN DIRECT 電腦直傳

外接印表機

#### 【型號規格】

型號	ATY124R	ATY224R	ATY324R	ATX124R	ATX224R	ATX324R
秤重量	120g	220g	320g	120g	220g	320g
精密度	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg
線性	±0.2mg		±0.3mg	±0.2mg		±0.3mg
再現性	≤0.1mg		≤0.15mg	≤0.1mg		≤0.15mg
秤盤	91mm不銹鋼圓盤			91mm不銹鋼圓盤		
校正	外部法碼自動校正			內部法碼自動校正		

