

Premium Qualität in umfassender Vielfalt

PREMIUM QUALITY - COMPREHENSIVE VARIETY

Unabhängige DAkkS (ISO/IEC 17025) Kalibrierung nach DIN EN ISO und ASTM
Independent DAkkS (ISO/IEC 17025) calibration according to DIN EN ISO and ASTM



**GRAVIERTE ZULÄSSIGE
MESSABWEICHUNG**

Engraved permissible value deviation

14

**14 TAGE
VERFÜGBARKEIT**

Availability in 14 days




**MADE IN
GERMANY**

Made in Germany



Brinell

DIN EN ISO 6506-3, ASTM E10




HBW 2,5 / 31,25	80																
HBW 2,5 / 62,5	80	110	130	170	200												
HBW 2,5 / 187,5		110	130	170	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650			
HBW 1 / 5	80																
HBW 1 / 10	80	110	130	170	200												
HBW 1 / 30	80	110	130	170	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650			

Lieferzeit: 2 Wochen, Material: Aluminium und Stahl
 Delivery time: 2 weeks, Material: Aluminium and steel

Knoop

DIN EN ISO 4545-3, ASTM E92



HK 0,01	200	250	300	350													
HK 0,015	200	250	300	350	400	450	500										
HK 0,02	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700						
HK 0,025	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850			
HK 0,05	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900		
HK 0,1	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900		
HK 0,2	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900		
HK 0,3	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900		
HK 0,5	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900		
HK 1	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900		
HK 2	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900		

Lieferzeit: 2 Wochen, Material: Stahl
 Delivery time: 2 weeks, Material: Steel